



DEUTSCH

ENGLISH

Fahrradergometer Sana Bike 350 F und 450 F

Gebrauchsanweisung



CE-Konformitätserklärung

Die Firma ergosana GmbH erklärt hiermit, dass die Medizinprodukte (Klasse IIa) des Ergometersystems Sana Bike 350 F und 450 F nach den einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie 93/42/EWG Anhang I entwickelt und gefertigt wurden.


Bei einer nicht mit der Firma ergosana abgestimmten Änderung der oben beschriebenen Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Die Medizinprodukte werden von der "Benannten Stelle" DEKRA überprüft und tragen das CE Kennzeichen CE 0124.



Hergestellt bei:

ergosana GmbH
Truchtelfinger Str. 17
ergosana GmbH
D-72475 Bitz



.....
Harald Neukirchner
Qualitätsbeauftragter

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	4
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung und Anwendungsbereich	4
1.2	Kontraindikation	4
1.3	Merkmale	4
1.4	Schulung	4
1.5	Wartung und Pflege	4
2	Produktbeschreibung	5
2.1	Bestandteile des Geräts	5
2.2	Zubehör	5
2.3	Potential-Ausgleich	5
2.4	Technische Daten	6
2.5	Kennzeichnungen und Symbole	6
3	Aufstellung	7
3.1	Aufstellungsort	7
3.2	Aufstellanleitung	7
3.2.1	Auspacken und aufstellen	7
3.2.2	Verstellung von Sattel- und Lenkerhöhe	7
3.2.3	Motorische Sattelhöhenverstellung	8
3.2.4	Blutdruckmanschette anschliessen	8
3.2.5	Anschliessen	8
4	Bestandteile des Geräts	9
4.1	Anzeige	9
4.2	Drehzahlanzeige an der Anzeige	9
4.2.1	Anschlüsse Anzeige für 450	9
4.2.2	Bedientasten und Anzeige	10
4.2.3	Sprachauswahl	11
4.3	Blutdruckmanschette für 450 F	11
5	Sicherheitshinweise	12
5.1	Vorsichtsmassnahmen bei der Bedienung	12
5.2	Vorsichtsmassnahmen bei der Bedienung mit anderen Geräten	12
5.3	Vorsichtsmassnahmen bei der Wartung	12
5.4	Störung	12
6	Inbetriebnahme	13
6.1	Die Blutdruckmesseinheit für 450 F	13
6.2	Anlegen der Manschette für 450 F	13
7	Ergometrie	14
7.1	Programmierung der automatischen Lastprogramme	14
7.2	Empfehlenswerte Einstellungen	16
7.3	Remotebetrieb	17
7.3.1	Erläuterung	17
7.3.2	Voraussetzungen	17
7.4	Trainingsprogramm (optional)	18
7.4.1	Trainieren mit konstanter Herzfrequenz (Puls Steady State)	18
7.4.2	Einstellen eines Trainingsprogramms am Ergometer	18
8	Wartung und Störungsbehebung	21
8.1	Messtechnische Kontrollen MTK	21
8.2	Reinigung des Geräts	21
8.3	Reinigung der Blutdruckmanschette für 450	21
8.4	Elektromagnetische Störung beheben	22
8.5	Prüfen und einstellen der Netzspannung	23
8.6	Auswechseln einer Netzsicherung	23
8.7	Entsorgung	23
9	Anhang	24
9.1	Technischer Kundendienst und Verkaufsstellen	24

1 Allgemeines

Das Fahrradergometer Sana Bike 350 und 450 sind Hochleistungsergometer modernster Bauart. Das Sana Bike 450 ist zusätzlich mit einem Blutdruckmessmodul ausgestattet, welches sich in der Anzeige befindet.

Das Gerät erfüllt höchste Ansprüche bei der präzisen körperlichen Belastung von Probanden zur Durchführung von Messungen bei der Herz- Kreislauf- und Lungenfunktionsdiagnostik. Durch die halb- liegende Position des Probanden werden hohe Sicherheitsforderungen erfüllt.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung und Anwendungsbereich

Die Produktfamilie Ergometer Sana bike sind Fahrradergometer, die der definierten Belastung von Patienten bei der ergometrischen Untersuchung und Therapie dienen. Die Produkte finden Anwendung in Arztpraxen, Kliniken, Therapie- und Reha-Zentren. Es wird von Ärzten und medizinischem Personal nach Einweisung bedient.

1.2 Kontraindikation

Bei folgenden Kontraindikationen darf **kein** Belastungstest durchgeführt werden:

Bei bestehendem akutem Herzinfarkt oder instabiler Angina pectoris, schwerer Hypertonie in Ruhe, Karditis, Herzinsuffizienz, schweren Herzklappenfehlern, gefährlichen Herzrhythmusstörungen in Ruhe, Aortenaneurysma oder bei anderen manifestierten Herz-Kreislaferkrankungen.

1.3 Merkmale

Folgende Merkmale zeichnen das Gerät besonders aus:

- Ansprechendes Design
- Bequemer Durchstieg
- Stabile Stahlkonstruktion, kompakte Antriebseinheit
- Lenker und Lenkerrohrhöhe verstellbar
- Stabile Klemmungen bei Sattel und Lenker
- Normsattelrohr (wechseln des Sattels jederzeit möglich)
- Optional elektrische Sattelhöhenverstellung
- Schlag- und kratzfestes Gehäuse, leicht zu reinigen
- Neue, leistungsfähige Steuerelektronik
- Grafisches Display mit Anzeige des Ergometrieverlaufs
- Einfachste Bedienung durch Menüführung
- Remotebetrieb – Eigenprogramme – Trainingsprogramme
- Absolut störssichere Blutdruckmessung,
- Leistungsbereich von 1 bis 999 Watt
- Garantierte Genauigkeit (Fehler < 3 % im drehzahlunabhängigen Bereich)
- Antriebseinheit arbeitet fast geräuschlos
- Sehr angenehmes Tretgefühl durch große Schwungmasse
- Schnittstelle RS 232 galvanisch getrennt, sicherer Datentransfer
- Reha Version mit USB Bus
- Reha Version mit EKG-Verstärker und Sauganlage

1.4 Schulung

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und achten Sie besonders auf die Warn- und Sicherheitshinweise.

1.5 Wartung und Pflege

Das Gerät ist wartungsarm und bedarf kaum besonderer Wartung und Pflege. Ausführliche Hinweise zu diesem Thema finden Sie in Kapitel 8.

2 Produktbeschreibung

2.1 Bestandteile des Geräts

1. Lenker
2. Sattel
3. Klemmhebel für Sattelhöhenverstellung (bei mechanischer Klemmung)
4. Netzanschluss, Potentialausgleich, RS 232 (von der Rückseite zugänglich)
5. Sockelversteller zur Niveaueinstellung
6. Fahrwerksrollen
7. Klemmhebel für Lenkerhöhenverstellung
8. Anschluss Blutdruckmanschette für 450 F
9. Lenkerklemmhebel
10. LCD-Anzeigedisplay/ Folientastatur mit Bedienungselementen und LED Anzeige für Drehzahl



DEUTSCH

2.2 Zubehör

Zu jedem Gerät wird mitgeliefert:

- Netzkabel mit Europastecker
- Blutdruckmanschette für 450 F
- Bedienungsanleitung
- Prüfprotokoll

2.3 Potential-Ausgleich

Für den Potentialausgleich dient ein auf der Rückseite neben dem Netzanschlussmodul angebrachter Normstecker. Er ist durch ein grün-gelbes Hinweisschild gekennzeichnet. Mit einem Erdungskabel lässt sich das Ergometer mit dem Potentialausgleich des Untersuchungsraums verbinden, der auch allen anderen netzbetriebenen Geräten im Raum als gemeinsamer Erdungspunkt dient, um sicherzustellen, dass alle Geräte dasselbe Erdpotential aufweisen.

2.4 Technische Daten

Fahrradergometer mit Blutdruckmessung nach DIN VDE 0750-238.

Bremsprinzip	Computergesteuerte Wirbelstrombremse mit permanenter Drehmomentmessung. Die Bremsleistung ist drehzahl-unabhängig.
Leistungsbereich	1 bis 999 Watt
Belastungsbereich	drehzahlunabhängiger Arbeitsbereich 20 bis 999 Watt
Drehzahlbereich	30 bis 130 n/pro min über Tretkurbeln
Belastungsgenauigkeit	3 % aber nicht kleiner als 3 Watt (im drehzahlunabhängige Bereich)
Belastungsvorgabe	1. Nach eingestelltem internen Belastungsprogramm 2. Vorgabe von externem Mastergerät über Schnittstelle, in 1 Watt Schritten. 3. Manuell in 5 Watt und 25 Watt Stufen
Belastungsprogramme	5 frei programmierbare Ergometrieprogramme 1 automatisches regelndes Puls-Steady-State Programm
Zeitintervalle	1 min bis 99 min
Anzeige	Grafikfähiges LCD Anzeige mit 320x240 Bildpunkte, CCFT Hintergrundbeleuchtung.
Blutdruckmessung für BP	Indirekt mit speziellem, modifiziertem Messsystem nach R-R und Computerauswertung mit höchster Störausblendung während der Ergometrie. Automatischer Druckablass mit 3 mmHg/Puls, bei hoher Amplitude Schnellablass im Mittelbereich. Messbereich 40-300 mm Hg.
Pulsmessung	Nach Priorität, 1. EKG 2. RR, Messwert 35 bis 240 Pulsfrequenz
Lenker und Sitzhöhenverstellung	Stufenlose für Körpergröße 120 bis 210 cm Optional elektrische Sitzhöhenverstellung
Langzeitgenauigkeit	Drehmomentkontrolle und Abgleich jederzeit mit Gewicht
Stromversorgung	230 VAC 50-60 Hz , 115 VAC 50-60 Hz. Das Gerät ist in elektrischen Netzen gemäss CISPR. Gruppe 1, Klasse B geeignet.
Elektrische Ein-/Ausgänge	RS 232, (galvanisch getrennt)
Abmessung Standfläche bei waagrechter Liege	40 x 83 cm
Gewicht	54 kg

2.5 Kennzeichnungen und Symbole

Nachstehend finden Sie die Erläuterungen zu den mit dem Gerät verwendeten Kennzeichnungen und Symbolen:



Netzbetrieb, Wechselstrom



Anschluss für Potentialausgleich



Anwendungsteil des Type BF



Achtung! Begleitpapiere beachten

CE 0124 93/42/EWG für Medizinprodukte
0124 DEKRA

IPX0 Schutzklasse des Gehäuses IPX0

3 Aufstellung

3.1 Aufstellungsort

Das Gerät an einem geeigneten Ort aufstellen (siehe Sicherheitshinweise Kapitel 5).

Das Gerät darf nicht in nasser, feuchter oder staubiger Umgebung aufbewahrt und betrieben werden. Es ist ebenfalls zu vermeiden, dass das Gerät direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt ist.

Das Gerät darf nicht mit säurehaltigen Dämpfen oder Flüssigkeiten in Berührung kommen.

Das Gerät darf nicht in der Nähe von Röntgenanlagen, grossen Transformatoren oder Elektromotoren aufgestellt werden. Zwischen Gerät und Wechselstromnetz muss ein Abstand von einem Meter eingehalten werden.

3.2 Aufstellanleitung

3.2.1 Auspacken und aufstellen

Nach dem Auspacken des Geräts den Messkopf montieren. Dazu werden die beiden Laschen auf der Rückseite des Messkopfs in das Lenkerrohr gesteckt und bis zum Anschlag nach unten gedrückt. Der Messkopf kann mit der Bedienseite nach vorne oder zum Probanden montiert werden. Im Normalfall sollte der Kopf mit der Bedienseite nach vorne montiert werden, damit das Display von den Bedienungspersonen eingesehen werden kann.

Das Potentialausgleichskabel auf den Flachstecker an der Rückseite des Messkopfs stecken.

Den Hauptstecker mit der Anschlussbuchse verbinden. Den hinteren Deckel mit 4 Schrauben befestigen.

Den Lenker mit Imbusschraube anschrauben. Dabei ist darauf zu achten, dass der beim Zusammenschrauben entstehende Schlitz wegen der Klemmwirkung oben und unten gleich breit ist. Klemmgriff einschrauben und Lenker fixieren. Klemmgriff nach unten ausrichten.

Sattel und Lenkersäule auf Normalhöhe ausziehen, die Klemmhebel nach Fixierung von Sattel und Lenkersäule nach unten ausrichten.

Mit Hilfe der Sockelversteller an der hinteren Unterseite des Ergometers das Gerät so einjustieren, dass gegenüber dem Fussboden kein Spiel mehr vorhanden ist. Damit steht das Ergometer vollkommen stabil.

3.2.2 Verstellung von Sattel- und Lenkerhöhe

Sowohl der Sattel als auch der Lenker können zur optimalen Einstellung der Arbeitshöhe stufenlos nach oben oder unten verstellt werden. Sie kann für Personen mit Körpergrössen zwischen 120 cm und 210 cm eingestellt werden.

Zur Einstellung dient ein Knebelgriff der sowohl unter der Lenkersäule als auch unter der Sattelstange aus dem Gehäuse ragt. Nach Lösen des jeweiligen Knebelgriffs lassen sich Lenker- oder Sattelstange nach oben und unten in die gewünschte Höhenstellung bewegen. Danach werden die Knebelgriffe wieder festgezogen.

Die Klemmung des Sattels ist für Patientengewichte von bis zu 160 Kilogramm ausgelegt. Um eine optimale Klemmung zu erreichen müssen die Knebelgriffe nur mit mässiger Kraft angezogen werden. Es empfiehlt sich, den Knebelgriff in geklemmter Position mit seinem Unterteil senkrecht nach unten einzustellen. Das wird dadurch erreicht, dass der Klemmhebel nach hinten aus seiner Rastung gezogen und dann solange gedreht wird, bis der Hebel senkrecht nach unten steht. Wenn dann der Hebel beim nächsten Verstellvorgang wieder in diese Stellung gedreht wird, ist eine sichere Klemmung gewährleistet.


Ebenfalls durch die Betätigung eines Klemmgriffs kann der ergonomisch gestaltete Lenkerbügel noch in waagrechter Richtung so verstellt werden, bis eine optimale Sitzposition erreicht ist.

3.2.3 Motorische Sattelhöhenverstellung

Optional wird das Gerät auch mit einer motorischen Sattelhöhenverstellung geliefert. An der Rückwand des Messkopfs befindet sich eine Schaltfolie mit Pfeilen nach oben und unten. Durch Betätigung dieser Schalter wird die richtige Sattelhöhe stufenlos eingestellt. Die maximale obere und untere Sattelstellung ist fixiert. Der Einstellbereich ist ebenfalls für Körpergrößen von 1,20 bis 2,10 Meter festgelegt. Das maximale Patientengewicht beträgt 160 kg.

Vorsicht:

Bei der Sattelverstellung nach oben empfiehlt es sich, den Hubmotor durch abstützen des Körpergewichts auf den Pedalen zu entlasten.



3.2.4 Blutdruckmanschette anschliessen

An der Unterseite des Messkopfes befinden sich die Anschlüsse für Luft und Mikrofon. Für den Luftanschluss wird eine Spezialsteckerkupplung verwendet. Sie wird durch Zurückziehen der Aussenhülse mit dem Gerät verbunden oder getrennt. Den Mikrofonanschluss steckt man in die daneben befindliche Buchse. (Achtung! Auf Kodierung achten).

3.2.5 Anschliessen

Potential-Ausgleich herstellen (siehe Kapitel 2.3) und das mitgelieferte Netzkabel in eine geerdete Steckdose einstecken. Da das Gerät werkseitig auf die ortsübliche Netzspannung eingestellt (siehe Kapitel 8.4) ist, können Sie es mit dem Hauptschalter an der hinteren Seite einschalten. Damit ist das Fahrradergometer betriebsbereit.

4 Bestandteile des Geräts

4.1 Anzeige

Der Anzeige ist mit zwei Einstecklaschen auf der Oberseite des Anzeigehalters befestigt. Im Normalbetrieb soll die Anzeigeseite dem Untersucher zugewandt sein. Es ist aber für Sonderanwendungen wie Patiententraining usw. auch möglich, den Kopf um 180 Grad zu drehen, damit der Proband die Bedienelemente erreichen kann und das Display einsehen kann.

Im Messkopf ist die gesamte Steuerelektronik für den Ergometerbetrieb und für die Blutdruckmessung untergebracht.

Auf der Vorderseite befindet sich unter einer Folientastatur mit Sichtfenster ein hinterleuchtetes LCD Display auf welchem alle Informationen angezeigt werden. Auf der Folientastatur findet man die Bedienelemente, welche für die Einstellung des Betriebes des Ergometers notwendig sind.


An der Unterseite befinden sich die Anschlüsse für die Blutdruckmanschette für den Typ 450 F. Beim Betrieb als Liegeergometer ist in diesen Buchsen eine Verlängerungsleitung montiert. Der Anschluss für die Manschette befindet sich auf der oberen Seite der Liegeabdeckung.

An der Oberseite des Messkopfs befindet sich eine übersichtliche LCD Anzeige die dem Probanden die aktuelle Anzahl der Pedalumdrehungen pro Minute anzeigt.

4.2 Drehzahlanzeige an der Anzeige

n = Kurbelumdrehungen pro min.


$U \text{ min}^{-1}$



4.2.1 Anschlüsse Anzeige für 450

Das Verlängerungskabel für die Blutdruckmanschette wird auf Unterseite Anzeige angebracht.

1. Manschettenanschluss
2. Mikrofonanschluss




4.2.2 Bedientasten und Anzeige

An der Frontseite des Anzeige befindet sich ein grafikfähiges LCD Display mit 320x240 Bildpunkten und einer Sichtfläche von 100 mm x75 mm. Es wird abgedeckt von einer Folientastatur mit Sichtfenster.

Im Display werden alle Einstell- und Bedienungsvorgänge angezeigt. Die Einstellung und Ergometrie werden im Display alle aktuellen Messdaten in alphanumerischer Form und als Grafik dargestellt. Dadurch ist eine Überwachung der Ergometrie besonders einfach.

Mit den Pfeiltasten „auf“ und „ab“ wird der Cursor durch das Auswahlmeneü im Display bewegt.

Die rechte und linke Taste der Bedienungstastatur sind so angeordnet, dass direkt über der Taste an der Unterseite des Displays angezeigt wird, welche Funktion von der entsprechenden Taste ausgeführt wird.



- 1 = Taste Blutdruckmessung
- 2 = Taste Stopp / Schnellablass
- 3 = Taste Bestätigung
- 4 = Cursortasten „auf“ und „ab“
- 5 = LCD Display

4.2.3 Sprachauswahl

Die Menüsprache im Display ist auf „deutsch“ voreingestellt.

Möchten Sie dies ändern, mit Cursortaste „ab“ den Menüpunkt „Einstellungen“ anwählen und mit Taste „OK“ bestätigen.

Im Menü „Einstellungen“ mit Cursortaste „ab“ den Menüpunkt „Sprache“ anwählen und mit „OK“ bestätigen - mit den Cursortasten „auf“ oder „ab“ nun die gewünschte Sprache auswählen und mit „OK“ bestätigen.

Damit wird im Display das Menü auf die gewünschte Sprache umgestellt.

4.3 Blutdruckmanschette für 450 F

Die als Normalmanschette (Best. Nr. 24-10-301) bezeichnete Blutdruckmanschette ist als Klettenmanschette ausgeführt. Sie kann für Armdurchmesser bis 45 cm verwendet werden. Bei größeren Armdurchmessern muss eine Manschette für starke Arme (Best. Nr. 24-10-321) verwendet werden. An der Innenseite der Manschette ist ein Mikrofon in einer Mikrofontasche angebracht. Es dient zur Übertragung der Blutdruckgeräusche.

Das Anschlusskabel mit einem Luft- und einem Mikrofonanschluss hat eine Länge von 110 cm. Diese Länge ist ausreichend. Sie wurde gewählt, damit das Kabel durch Überlänge beim Treten und bei der körperlichen Bewegung nicht am Ergometer anschlagen kann. Das hätte unnötige Störeinflüsse zur Folge, welche die Genauigkeit der Blutdruckmessung negativ beeinflussen können. Es werden für besondere Untersuchungen auch längere Kabel (200 cm) angeboten, bei deren Verwendung aber unbedingt darauf geachtet werden muss, dass keine Störeinflüsse der oben beschriebenen Art auftreten können.

Reinigung:

Die Manschette sollte nur mit Seifenlauge abgewaschen und anschließend sofort wieder getrocknet werden. Die Mikrofontasche ist auf ihrer Oberfläche wasserdicht. Es ist darauf zu achten, dass an der Öffnung der Mikrofontasche keine Feuchtigkeit eindringt. Dies könnte auf Dauer Schäden am Mikrofon verursachen.

5 Sicherheitshinweise

5.1 Vorsichtsmassnahmen bei der Bedienung

Vor der Verwendung des Geräts ist sicherzustellen, dass die Einführung in die Funktion und die Vorsichtsmassnahmen durch den Medizinprodukteberater erfolgt ist.

Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Zweifel an der Isolierung gegen Erde, oder der Tauglichkeit des verwendeten Netzkabels bestehen.

Das mitgelieferte Netzkabel entspricht den für die Anwendung in der Medizin geltenden Vorschriften.

Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Nassräumen, im Freien oder in explosionsgefährdeter Umgebung bestimmt.

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit Hilfe der beiden an der hinteren Seite angebrachten Niveausteller so ausgerichtet werden, dass absolute Standfestigkeit über die Ecken gewährleistet ist.

Bei einem Wechsel des Sattels ist darauf zu achten, dass die Befestigungsschrauben am Sattel so stark angezogen sind, dass sich der Sattel auf der Sattelstange nicht mehr bewegen lässt.

Zum Verstellen von Lenker- und Sattelhöhe müssen die Klemm-Handgriffe gelöst und danach wieder angezogen werden. Es wird empfohlen, die Griffe so einzustellen (durch Herausziehen des Griffs lässt sich die Griffstellung verändern), dass das offene Ende des Griffs bei optimaler Klemmwirkung nach unten zeigt. Wenn dann der Hebel bei jedem Stellvorgang wieder bis zu dieser Stellung angezogen wird, ist eine optimale Klemmwirkung sichergestellt.

Die Haltebänder auf den Pedalen müssen auf der Oberseite des Schuhs formschlüssig anliegen und durch Klettband geschlossen sein.

5.2 Vorsichtsmassnahmen bei der Bedienung mit anderen Geräten

Bei Kopplung von mehreren Geräten besteht die Gefahr dass sich die Ableitströme summieren.

Zur Sicherung des Patienten ist die Schnittstelle RS 232, über welche mit anderen Geräten kommuniziert werden kann, galvanisch getrennt.

Externe Geräte dürfen nur mit den von ergosana gelieferten Schnittstellenkabeln verbunden werden.

Tragbare Kommunikationsgeräte, HF-Funkgeräte sowie Geräte mit dem Symbol  (nicht ionisierende elektromagnetische Strahlung) können sich auf die Funktion des Geräts auswirken (siehe auch Kapitel 7.6)

5.3 Vorsichtsmassnahmen bei der Wartung

Vor der Reinigung mit nassen Reinigungsmitteln ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.

Zur Reinigung nur handelsübliche Reinigungsmittel für Kunststoffoberflächen verwenden.

Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet und repariert oder gewartet werden.

5.4 Störung

Das Gerät entspricht den EMV - Bestimmungen für Medizinprodukte zum Schutz von Emission und Einstrahlungen. Bei Verwendung zusammen mit Hochfrequenzgeräten ist besondere Vorsicht geboten.

6 Inbetriebnahme

6.1 Die Blutdruckmeseinheit für 450 F

Zur sinnvollen Durchführung einer Ergometriebelastung ist es sehr wichtig zusammen mit den körperlichen Leistungsdaten und den Daten der EKG Messung zeitgleich auch die Blutdruckdaten zu messen und aufzuzeichnen, um die Reaktion des Kreislaufsystems auf die zunehmende Belastung zu erkennen.

Dazu hat ergosana ein äußerst präzises und störunanfälliges Blutdruckmesssystem entwickelt, welches in diesem Ergometer eingebaut ist. Es handelt sich dabei um ein sog. Indirektes Verfahren zur Blutdruckmessung. Zusammen mit mehreren anderen zur richtigen Messung entscheidenden Parametern wird das Korotkoff'sche Geräusch aufgezeichnet, welches beim Ablassen der Luft aus der Manschette durch die Strömung des Blutes durch die Staustelle entsteht. Diese Messwerte werden vom internen digitalen Auswertesystem in Millisekunden ausgewertet und am Display des Ergometers als Systole und Diastole angezeigt. Außerdem wird noch die Pulsfrequenz während der Messung ermittelt und ebenfalls im Display angezeigt. Gleichzeitig mit der Anzeige können die Messdaten bei Bedarf über eine Schnittstelle RS 232 an ein peripheres Gerät, z B. EKG oder Lungenfunktionsgerät zur Auswertung und Aufzeichnung weitergegeben werden.

Der Messwertaufnehmer für den Blutdruck ist die Blutdruckmanschette. Trotz der fehlerlos arbeitenden Messsysteme ist es nach wie vor von größter Wichtigkeit, dass die Manschette richtig und sorgfältig am Arm angelegt ist.

International hat man sich darauf verständigt den Blutdruck am herznahen linken Arm zu messen, da dort der Strömungswiderstand am geringsten ist. Ausnahmen bilden ca. 1 bis 2 Prozent der Probanden bei welchen am linken Arm bedingt durch Gefäßfänomäne kein korotkoffsches Geräusch entsteht. Bei diesen Patienten wird die Manschette am rechten Arm angelegt.

- + **Bitte achten Sie darauf, dass der Luftschlauch der Manschette so geführt ist, dass er nicht am Ergometer anschlagen kann. Sie verhindern dadurch unnötige Artefakte, welche die Genauigkeit der Messung beeinflussen können.**

6.2 Anlegen der Manschette für 450 F

Das Mikrophon wird so platziert, dass es auf der Arteria Brachialis, der dicksten Armarterie liegt. Die Lage des Mikrofons in der Manschette ist durch eine rote Stofffahne gekennzeichnet.

Die idealste Stelle zur Mikrofonanlage befindet sich ca. 2 Zentimeter oberhalb des Ellenbogengelenks an der Arminnenseite unterhalb des Bizeps. Die Manschette muss möglichst straff angelegt sein, damit sie sich bei der Bewegung die während der Ergometrie entsteht nicht verschiebt.

Die Manschette wird beim Beginn der Messung zügig aufgepumpt. Bereits beim aufpumpen wird der Blutdruck und die Pulsfrequenz grob gemessen und der Aufpumpdruck festgelegt.

Nach dem Erreichen des systolischen Druckwerts wird die Luft mit einer Geschwindigkeit von 3 mm HG pro Herzschlag aus der Manschette abgelassen.

Dieses Verfahren garantiert bei während der Belastung steigenden Pulsfrequenz annähernd gleiche Messzeiten.

Die Blutdruckmessung sollte eine Gesamtzeit von max. 45 Sekunden nicht übersteigen. Als kleinster Blutdruckmessintervall wird eine Minute angeboten. Ein in den meisten Fällen sinnvoller Messintervall sind 2 oder 3 Minuten.


Die Blutdruckmessungen werden im grafischen Display des Ergometers zusammen mit der Last- und Pulsfrequenzkurve angezeigt.

7 Ergometrie

In diesem Kapitel wird die Ergometrie mit dem internen Programm des Ergometers beschrieben.

7.1 Programmierung der automatischen Lastprogramme


Nach dem Einschalten des Ergometers wird im Display das folgende Textfeld aufgebaut:



Der Programmpunkt „Programm starten,“ ist schwarz hinterlegt, d.h. er ist aktiv und man könnte direkt von hier aus ein Lastprogramm auswählen und die Ergometrie starten.

Zuvor müssen aber die fünf verschiedenen Lastprogramme nach den Wünschen des Untersuchers programmiert werden. Bei Auslieferung des Geräts ist jedes Programm mit Normalwerten programmiert, welche dem Probanden bei zufälliger Benutzung nicht schaden können.

Mit Hilfe der Pfeiltaste   „Programm definieren“ aktivieren.



Mit der rechten Taste „ok“ bestätigen.

Es öffnet sich das Programmauswahlmenü.



Die Belastungsprogramme 1-5 werden nach den Vorgaben der genormten Ergometrie, oder nach eigenen Vorgaben so programmiert, dass die verschiedenen Patientengruppen auf Knopfdruck mit dem richtigen Programm bedient werden können.

Mit der rechten Taste „ok“ bestätigen Sie Programm 1 und es öffnet sich das Fenster mit dem Einstellmenü für Ergometrieprogramm Nr. 1:



Kontrollieren Sie die vorhandenen Einstellungen von:

- Belastungsform (Stufe oder Rampe)
- Anfangslast
- Lastanstieg
- Stufenzeit
- Blutdruckintervall (für BP)
- Erhollast
- RR-Intervall 2 min
- RR-Intervall ein

Wenn Änderungsbedarf besteht, die Taste ändern betätigen.

Es werden danach der Reihe nach die Einzelnen Parameter angezeigt. Mit den Pfeiltasten die gewünschten Werte wählen und mit „ok“ bestätigen. Danach wird der nächste Parameter angezeigt. Durch Drücken der Taste abbrechen kann das Einstellmenü an jeder Stelle verlassen werden.

7.2 Empfehlenswerte Einstellungen

Auf die Programme 1 bis 5 können beliebig Werte eingespeichert werden, wie in der nachstehenden Tabelle beispielhaft gezeigt.

Programm Nummer	Anfangs Last [Watt]	Lastanstieg [Watt]	Stufenzeit [min]	BD Intervall [min]	Erhollast [Watt]
1	30	10	1	2	20
2	25	25	2	2	25
3	50	25	2	2	25
4	50	50	3	3	50
5	75	50	3	3	50

Nach dem Einstellen der einzelnen Programme kehrt das Programm immer in die Anfangskonfiguration zurück.

„Ergometrie starten“ ist auf der LCD-Anzeige schwarz hinterlegt - durch bestätigen mit der Taste „ok“ kann dann sofort eine Ergometrie gestartet werden.

7.3 Remotebetrieb

7.3.1 Erläuterung

Remotebetrieb bedeutet, dass das Ergometer über die digitale Schnittstelle RS 232 fremdgesteuert wird, das heisst, dass alle Befehle für die Höhe der Belastung und für die Intervalle der Blutdruckmessung von einem fremden „Mastergerät,“ übertragen werden.

Diese Betriebsart wird hauptsächlich beim Betrieb von Messplätzen benutzt, wenn das EKG Gerät über ein eigenes Ergometriesteuerprogramm verfügt und Ergometer und EKG und evtl. weitere Geräte, wie zum Beispiel Lungenfunktionsmessgeräte zu einem Ergometrie- oder Lungenfunktionsmessplatz kombiniert werden.

+ In Verbindung mit Schiller EKG Geräten ist nur der Remotebetrieb zulässig

7.3.2 Voraussetzungen

Wenn diese Betriebsart gewählt wird müssen die beteiligten Geräte, ein EKG Gerät oder ein PC, durch ein Schnittstellenkabel mit dem Ergometer verbunden werden, wobei es sich bei unseren Ergometern um eine Schnittstelle des Typs RS 232 handelt, die zur Patientensicherheit galvanisch getrennt ist. Im Programm „Einstellungen“ muss in der Rubrik „Schnittstelle“ die passende Baudrate ausgewählt werden. Danach muss im selben Menü unter „Befehlssatz“ das passende Übertragungsprotokoll gewählt werden. Unter der Einstellung P 10 ist der sogenannte „ergoline-Betriebsmode“ abgelegt. Unter ergosana finden Sie unser eigenes Übertragungsprotokoll.

Besorgen Sie sich die Informationen über Schnittstelle und den benötigten Befehlssatz in den Betriebsdaten des „Mastergeräts“.

Wenn die Einstellungen richtig vorgenommen wurden, Schaltet sich das Ergometer beim ersten Befehl welcher über die Schnittstelle gesendet wird automatisch in den sogenannten „Remotebetrieb“ um. Dabei wird im Display der Ergometriebildschirm geöffnet, in welchem die aktuellen Belastungs- Blutdruck- und Pulsfrequenzdaten sowohl alpha-numerisch, als auch grafisch angezeigt werden. Die Ausführung der internen Programme ist in dieser Betriebsart gesperrt.

Der Remotebetrieb wird entweder durch Drücken der Befehlstaste „Ende,“ oder durch Ausschalten des Geräts beendet.

7.4 Trainingsprogramm (optional)

Voraussetzung zur Verwendung des Trainingsprogramms ist ein im Messkopf eingebauter Empfänger für Pulssignale (System Polar). Dieser kann beim Kauf des Geräts bestellt, oder auch später nachgerüstet werden.

Der Proband trägt einen Sendergürtel, der auf der Haut unterhalb der Brust angelegt wird. Die Reichweite der Signale die vom Sendergürtel ausgestrahlt und im Messkopf empfangen werden beträgt ca. 70 cm. Bitte beachten Sie, dass es bei trockener Haut zu Beginn des Trainings Kontaktprobleme zwischen Gürtel und Haut geben kann. Befeuchten Sie deshalb die Kontaktflächen des Sendegürtels mit Kontaktspray oder Wasser, wenn die Pulsübertragung unregelmässig oder gestört ist.

7.4.1 Trainieren mit konstanter Herzfrequenz (Puls Steady State)

Zum raschen und gefahrlosen Training des Herz- Kreislaufsystems eignet sich in hervorragender Weise das Fahrradergometertraining mit konstanter Herzfrequenz (Puls Steady State Methode) im individuellen trainingswirksamen Leistungsbereich. Fragen Sie ihren Arzt nach der für Sie geeigneten Trainingsherzfrequenz. Er wird Sie mit einer Ergometrieuntersuchung für Sie ermitteln.

7.4.2 Einstellen eines Trainingsprogramms am Ergometer

Um die Einstellung für ein Trainingsprogramm vorzunehmen wählen Sie den Menüpunkt **Programme definieren** aus. Wählen Sie dann mit der Pfeiltaste den Menüpunkt **Training**. Es erscheint das untenstehende Konfigurationsmenü.

Mit der Auswahl **ändern** können die Parameter der Reihenfolge nach eingestellt oder geändert werden.

Die erste Abfrage dient zur Steuerung der *Anfangslast*. z.B. 50 Watt
Mit der Abfrage *Dauer A1* kann die Dauer der Aufwärmphase 1 eingestellt werden. z.B. 1min

Mit der Abfrage *Lastanstieg* kann eingestellt werden wie viel Watt pro Minute die Last erhöht werden soll.

Diese Phase gilt als Aufwärmphase 2. Diese kann mit der nächsten Abfrage *Dauer A2* in Sonderfällen zeitlich begrenzt werden. Im Normalfall wird die Dauer der Aufwärmphase 2 durch das Erreichen der Ziel HF bestimmt.


Wenn die Ziel HF erreicht wird, reduziert sich automatisch der Lastwert um 10%.

Diese Massnahme verhindert ein „überschießen“ der Herzfrequenz in der jetzt beginnenden Trainingsphase (TP).

Die *Ziel HF* ist in der nächsten Abfrage einstellbar. Bei der Abfrage *Dauer Training* wird die Dauer der Trainingsphase (TP) eingestellt. In der Abfrage *Dauer Erholung* kann die Zeit eingestellt werden, in welcher nach Beendigung der Trainingsphase die Last auf 0 Watt reduziert wird. Mit den nächsten Abfragen Po ein/aus, HF ein/aus und Gewicht ein/aus können beim Beginn eines neuen Trainings diese Parameter abgefragt und gegenüber den eingetragenen Werten verändert werden. Dies macht dann Sinn, wenn verschiedene Personen das Trainingsprogramm benutzen wollen um diese individuellen Parameter vor Trainingsbeginn zu verändern.

Trainings-Programm			
Anfangslast: 50 Watt Dauer A1: 1min Lastanstieg: 10 Watt/min Dauer A2: 5 min Ziel-HF: 130 bpm Dauer Training: 10 min Dauer Erholung: 2 min Abfrage Po: aus Abfrage HF: ein Abfrage Gewicht: aus			
abbrechen			aendern

Das Trainingsprogramm im Menü **Programme starten** mit der Auswahl **Training** starten.



Besondere Hinweise:

Aufwärmphase 2:

Während der Aufwärmphase 2 soll die trainingswirksame Herzfrequenz (Ziel HF) erreicht werden. Sie soll aber zusammen mit A1 nicht länger dauern wie 5 bis 8 Minuten. Diese Zeit wird hauptsächlich beeinflusst von dem Wert *Po* und von dem *Lastanstieg*. Aus physiologischer Sicht ist ein *Lastanstieg* mit 10 Watt pro Minute für normal leistungsfähige Probanden sinnvoll, er sollte aber auch für gut trainierte 15 Watt/Minute nicht übersteigen. Wird mit den beim ersten Training geschätzten Einstellwerten die Laufzeit von 5 bis 8 Minuten nicht erreicht, sollte die Anfangslast (*Po*) korrigiert werden.

Trainingsphase:

In der Trainingsphase findet das wirksame Training statt. Dabei ist es wichtig, dass der Körper, das Herz und der Kreislauf zwar trainingswirksam belastet, aber nicht überlastet werden. Das Puls Steady State Programm bietet dafür eine sehr einfache Kontrolle. Wenn bei einer Trainingszeit von mindestens 20 Minuten der Leistungsabfall ab Beginn des Trainings mehr als 15 % beträgt ist die Belastung zu hoch. In diesem Fall reduzieren Sie die Ziel HF solange, bis dieser Wert erreicht wird. Ist der Leistungsabfall kleiner 10 % kann die Ziel HF für das Training erhöht werden.

Korrekturmöglichkeiten:

Während der Aufwärmphase A1 kann die Last *Po* mit Hilfe der Pfeiltasten mit + oder - 5 Watt Schritten korrigiert werden.

Während der Trainingsphase (TP) kann die Zielherzfrequenz (Ziel-HF) zur Korrektur mit den Pfeiltasten verändert werden.

Im Menü „Einstellungen“ kann über den Programmpunkt „Anzeigemodus“ (am En-

de) wahlweise die Trendgrafik oder eine numerische Anzeige gewählt werden. Bei der numerische Anzeige können die Einzelwerte besser abgelesen werden.



Display im Anzeigemodus Numerisch

Programm: 1

Dauer	10	Drehzahl	56
Last [Watt]	80	Puls [1/min]	95
Energie [kcal]	86		
Systole [mmHg]	145	Diastole [mmHg]	84
abbrechen			Start

8 Wartung und Störungsbehebung

8.1 Messtechnische Kontrollen MTK

Die messtechnischen Kontrollen sind in Abständen von 24 Monaten an den Geräten durchzuführen. Dabei sind folgende Arbeiten zu verrichten:

1. Kontrolle des mechanischen Gesamtzustandes Ergometers,
2. Kontrolle des Anzeigedisplays, (Kontrast, Beleuchtung usw.)
3. Kontrolle der richtigen Drehzahlanzeige des Ergometers
4. Kontrolle des Messwertaufnehmers für die Bremsleistung
5. Kontrolle der mechanischen Verlustleistung des Gesamtantriebs
6. Kontrolle der elektrischen Sicherheit
7. Kontrolle der Druckmesseinheit des Blutdruckmessers
8. Kontrolle der Dichtheit des pneumatische Systems
9. Kontrolle der Sicherheitssymbole und Kennzeichnungen die am Gehäuse angebracht sind.
10. Erstellung eines Prüfprotokolls

+ Diese Arbeiten und evtl. notwendige Nachkalibrierungen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal mit dem dazu erforderlichen Spezialwerkzeug vorgenommen werden.

8.2 Reinigung des Geräts

Die Oberfläche des Gehäuses kann mit einem trockenen oder Feuchten weichen Lappen gereinigt werden. Es können dabei handelsübliche Reinigungsmittel für Haushaltsgeräte verwendet werden. Die Liegefläche ist mit einem Kunstlederreinigungsmittel zu behandeln.

- + Sattel ausschließlich mit Seifenlauge abwaschen, keine Desinfektionsmittel verwenden.
- + Es ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- + Die Tastaturfolie darf auf keinen Fall mit Benzin, Nitroreiniger, oder Aceton gereinigt werden.

8.3 Reinigung der Blutdruckmanschette für 450

Die Blutdruckmanschette besteht aus einer wasserdichten Kunststoffolie. Sie kann mit Seifenlauge und einem Lappen gewaschen werden. Die Wassertemperatur darf 30 °C nicht übersteigen. Es ist nicht ratsam, die Manschette in Waschlauge einzutauchen und dann zu waschen, da dadurch die Flausch- und Klettbänder verfilzen können. Sollte es trotzdem nötig sein, die Manschette im Wasser zu waschen, muss vorher das Mikrofon ausgebaut und der Lufteinlass in die Manschette verschlossen werden.

8.4 Elektromagnetische Störung beheben

Das Gerät darf nur in der folgenden elektromagnetischen Umgebung betrieben werden:
Hochfrequenz Aussendungen nach CISPR 11, Gruppe 1, Klasse B.

Gruppe 1 heisst, dass das Ergometer Sana Bike 350/450 HF-Energie ausschliesslich zu seiner internen Funktion verwendet. Daher ist seine HF-Aussendung sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte gestört werden.

Klasse B heisst, dass das Ergometer Sana bike 350/450 für den Gebrauch in allen Einrichtungen einschliesslich denen im Wohnbereich geeignet ist, auch in solchen, die unmittelbar an ein öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen sind, das auch Gebäude versorgt, die zu Wohnzwecken benutzt werden.

Die generelle elektromagnetische Umgebung in Bezug auf die Störfestigkeit des Geräts ist wie folgt definiert:

Versorgungsspannung entspricht der typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung in der speziell bei Fussböden aus synthetischem Material die Luftfeuchtigkeit mindestens 30% betragen sollte.

Sollte es trotzdem zu Störungen am Gerät kommen, speziell in der Nähe von anderen Geräten oder

Geräten die mit dem Symbol  „Nichtionisierende elektromagnetische Strahlen“ markiert sind,

überprüfen Sie den empfohlenen Mindestabstand gemäss der folgenden Tabelle. Mehr Informationen erhalten Sie im Servicehandbuch.

Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten und dem Ergometer sana bike 350/450			
Das Ergometer sana bike 350/450 ist für den Betrieb in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der die HF-Störgrößen kontrolliert sind. Der Kunde oder der Anwender des sana bike kann dadurch helfen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er den Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten (Sendern) und dem Ergometer sana bike 350/450 abhängig von der Ausgangsleistung des Kommunikationsgerätes, wie unten angegeben - einhält.			
HF-Quellen	Frequenz [MHz]	Nennleistung P des Senders [W]	Abstand [m]
Funktelefon (Microcellular) CT1+, CT2,CT3	885-887 MHz	0,01	0,23
Schnurlose DECT-Telefon, WLAN,UMTS-Handy	1880-2500	0.25	1.17
Mobiltelefon, Handy USA	850/1900	1,2	1.8
Mobiltelefon, Handy GSM850, NMT900, DCS 1800	850/900/1800	1	2.3
Mobiltelefon, Handy, GSM 900	900	2	3.3
Walkie-talkie (Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr, Wartung	81-470	5	2.6
Mobilfunkanlage (Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr)	81-470	100	11.7

8.5 Prüfen und einstellen der Netzspannung

Das Gerät ist bei der Auslieferung auf die ortsübliche Netzspannung (110/115V~oder 230/240 V ~) eingestellt. Am Netzmodul ist die aktuelle Spannungseinstellung vermerkt. Zum Umstellen der Spannung muss der Deckel der Netzteilabdeckung am Boden des Geräts geöffnet werden. Danach kann auf der Netzteilplatine die Spannung mit einem speziellen Spannungswahlschalter verändert werden.

- + Die Spannungsumstellung darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden

8.6 Auswechseln einer Netzsicherung

In der Mitte des Netzmoduls befindet sich der Sicherungshalter. Mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers wird der Deckel aus seiner Rastung gelöst. Danach kann er aus dem Sicherungsschacht gezogen werden. Im Sicherungshalter befinden sich 2 Sicherungen. Nach Durchgangsprüfung eventuell Sicherung wechseln. Den Sicherungshalter wieder in den Schacht einsetzen und in die Rastung drücken.


- + Nur durch Sicherungen desselben Typs mit denselben elektrischen Daten ersetzen also, 2 x 1,25 AT für 230 V, oder 2 x 2,5 AT für 110 V.

8.7 Entsorgung

Geräte die nicht mehr verwendet werden können an ergosana zur Entsorgung zurückgeschickt werden. Es besteht ebenso die Möglichkeit, das Gerät in einer anerkannten Entsorgungsstelle abzugeben.

- + Im Messkopf des Geräts befindet sich eine Pufferbatterie, welche gesondert entsorgt werden muss

9 Anhang



9.1 Technischer Kundendienst und Verkaufsstellen

Ergosana Produkte werden als OEM Produkt auch mit anderen Firmenaufdrucken verkauft. Diese Geräte werden in Deutschland ausschliesslich über autorisierte Fachhändler verkauft. Sie sind im Service an unseren Geräten ausgebildet. Wenden Sie sich in Servicefällen an diesen Fachhändler.

Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich an die Service Zentrale der Firma:

Servicestelle
ergosana GmbH
Truchtelfinger Str. 17
D-72475 Bitz

Tel +49 74 31 9 89 75 13

Fax +49 74 31 9 89 75 15

<http://www.ergosana.de/>



Bicycle ergometers Sana Bike 350 F and 450 F

User guide

ENGLISH



CE Conformity Declaration

ergosana GmbH herein declare that the medical products (Class IIa) of the ergometer system Sana Bike 350 F and 450 F have been designed and manufactured in accordance with the relevant requirements of the EC directive 93/42/EEC Annex I.


This declaration loses its validity if the above devices are modified without ergosana's consent.

The medical products are checked by the notified body DEKRA and they bear the CE mark CE 0124.



Hergestellt bei:

ergosana GmbH
Truchtelfinger Str. 17
ergosana GmbH
D-72475 Bitz



.....
Harald Neukirchner
Qualitätsbeauftragter

Table of Contents

1 General.....4

1.1 Intended use 4

1.2 Contra-indication..... 4

1.3 Features 4

1.4 Instruction 4

1.5 Maintenance 4

2 Product description5

2.1 Unit components 5

2.2 Accessories 5

2.3 Potential Equalisation..... 5

2.4 Technical data 6

2.5 Signs and symbols..... 6

3 Installation.....7

3.1 Location..... 7

3.2 Assembly Instructions..... 7

3.2.1 Unpacking and assembling..... 7

3.2.2 Adjusting the saddle and handle bars 7

3.2.3 Motorised saddle height adjustment 8

3.2.4 Connecting the blood pressure cuff 8

3.2.5 Connecting the device..... 8

4 Unit Components9

4.1 Display 9

4.2 Rotational speed display on control console..... 9

4.2.1 Panel Interfaces for 450 9

4.2.2 Keys and Display.....10

4.2.3 Setting the language11

4.3 Blood pressure cuff (for 450 F) 11

5 Safety notes12

5.1 Precautions during Operation 12

5.2 Safety Precautions when Operating with Other Devices 12

5.3 Maintenance Safety Precautions 12

5.4 Interference 12

6 Initial operation13

6.1 Blood pressure recorder for 450 F..... 13

6.2 Applying the cuff for 450 F..... 13

7 Ergometry.....14

7.1 Defining the Automatic Load Programs 14

7.2 Recommended Settings..... 16

7.3 Remote Operation 17

7.3.1 Explanation17

7.3.2 Prerequisites17

7.4 Training Program (Option) 18

7.4.1 Training with constant heart rate (Pulse-Steady-State)18

7.4.2 Configuring a training program on the ergometer18

8 Maintenance and fault clearing.....21

8.1 Measurement check 21

8.2 Cleaning the Device 21

8.3 Cleaning the Blood Pressure Cuff (Sana Bike 450) 21

8.4 Repairing Electromagnetic Disorders 22

8.5 Checking and Setting the Supply Voltage 23

8.6 Changing a Mains Fuse..... 23

8.7 Disposal information 23

9 Appendix24

9.1 Technical Customer Service and Sales Locations 24

1 General

The bicycle ergometers Sana Bike 350 and 450 are state-of-the-art, high-performance ergometers. The Sana Bike 450 is also equipped with a blood pressure measurement module, which is located in the display.

The device meets the highest quality standards in precise physical exertion tests for conducting measurements in the field of cardiovascular and pulmonary function diagnostics. High safety standards are ensured thanks to the patient's reclined position.

1.1 Intended use

Ergometer Sana bikes are bicycle ergometers that are intended for defined exercise ergometry during a patient's examination and therapy. These products are used in practices, clinics, therapy and rehabilitation centres. The ergometers are operated by physicians and medical personnel.

1.2 Contra-indication

In the event of the following contra-indications, **NO** exercise test must be performed: in the case of acute cardiac infarction or unstable angina pectoris, serious hypertonia at rest, carditis, insufficiency of the heart, serious valvular heart defect, serious cardiac arrhythmia at rest, aortic aneurysm or other manifest cardiovascular diseases.

1.3 Features

The following characteristics make the unit exceptional:

- Attractive design
- Comfortable mounting and dismounting
- Stable steel construction, compact drive unit
- Handle bars and height of the handle bar pipe adjustable
- Stable clamps on saddle and handle bars
- Standardised saddle pipe (change of saddle possible at any time)
- Electrical saddle height adjustment (optional)
- Impact- and scratch-resistant casing, easy to clean
- New, high-performance control electronics
- Graphic display featuring visual representation of ergometry data
- Easy operation via menu mode
- Remote operation – personalised programs – training programs
- Disturbance-free blood pressure measurement
- Performance range from 1 to 999 watts
- Guaranteed accuracy (error factor < 3% in the independent rpm range)
- Very quiet drive mechanism
- Pleasant pedalling sensation due to large gyrating mass
- Galvanically isolated RS-232 interface, secure data transfer
- Reha version with USB bus
- Reha version with ECG amplifier and suction electrode system

1.4 Instruction

Before the initial operation, carefully read through this user guide, paying special attention to the warnings and safety instructions.

1.5 Maintenance

This is a low-maintenance device. You will find detailed maintenance instructions in section 8.

2 Product description

2.1 Unit components

1. Handle bar
2. Saddle
3. Clamp for saddle height adjustment (if clamped mechanically)
4. Mains connector, potential equalisation, RS-232 (accessible from the back)
5. Base adjustor for height adjustment
6. Running gear with lockable heavy rollers
7. Clamp for handle bar pipe adjustment
8. Connection for blood pressure cuff (450 F)
9. Handle bar clamp
10. Control panel with LCD display and foil keyboard with control elements and LED rotational speed display



ENGLISH

2.2 Accessories

Every device comes with:

- Power cable with European plug
- Blood pressure cuff (for 450 F)
- User guide
- Inspection report

2.3 Potential Equalisation

A standard potential equalisation stud is located on the rear panel, next to the power connection unit. It is marked with a green/yellow information sign. Using an earthing cable, the ergometer can be connected to the potential equalisation of the examining room, which serves as a common earthing point for all other mains-operated devices in the room to ensure that all devices have the same earthing potential.

2.4 Technical data

Bicycle ergometer with blood pressure measurement according to DIN VDE 0750-238

Braking principle	Computer-controlled brakes with permanent measurement of torque. Braking performance is independent of revolutions per minute. (see load range precision)
Power range	1 to 999 watts
Load range	independent rpm range 20 till 999 Watts
Range of revolutions	30 to 130 /min
Load precision	3%, not less than 3 watts (in the independent rpm range)
Load parameters	1. In keeping with set internal load program 2. Parameters from external master unit over interface, in 1 watt steps. 3. Manual in 5-watt and 25-watt steps
Load software	5 freely programmable ergometry programs 1 automatically controlled pulse-steady-state program
Time intervals	1 min to 99 min
Display	Graphic LCD display with 320 x 240 pixels, CCFT back light
Blood pressure measurement	Indirectly, with a specific, modified measuring system based on R-R, and computer analysis including maximal suppression of artefacts during ergometry. Automatic pressure release by 3 mmHg/pulse; quick pressure release at the average of high amplitudes. Measuring range 40–300 mmHg.
Pulse measurement	Priority principle; 1st ECG, 2nd RR; measurement range 35 to 240 bpm
Adjustable seat and handle bar	Infinitely adjustable for heights ranging from 120 cm to 210 cm Electrical saddle height adjustment (optional)
Long-term accuracy	Continuous torque control and equalisation according to weight
Power supply	230 VAC 50-60 Hz , 115 VAC 50-60 Hz. The unit is suitable for use in networks according to CISPR, group 1, class B.
Electric inputs/outputs	RS-232 (galvanically isolated)
Couch dimensions (horizontal)	40 x 83 cm
Weight	54 kg

2.5 Signs and symbols

In this section, the signs and symbols used in connection with this device are explained:



Mains operated, alternating current



Potential equalisation connection (earth)



BF classified component



Warning! Follow the instructions in the documentation.

93/42/EEC for medical products 0124
CE 0124 DEKRA

IPX0

Protection class of the casing: IPX0

3 Installation

3.1 Location

Install the device in a suitable position (refer to safety instructions in section 5).

The unit should not be stored or operated in wet, moist or dusty surroundings. Nor should the unit be exposed to direct sunlight or other sources of warmth.

The unit should not come into contact with acidic vapours or fluids.

The unit should not be placed near X-ray units, large transformers or electrical motors. There must be a distance of at least one meter between the unit and the mains network.

3.2 Assembly Instructions

3.2.1 Unpacking and assembling

Install the control panel after unpacking the unit. In order to do so, insert the two tabs on the back of the control panel into the handle bar pipe and press them downward to their stop. The control panel can be mounted with the operator's side facing the front or the rider. The operator's side should usually face the front so that the display can be seen by the person operating the machine.

Connect the potential equalisation cable to the flat plug at the back of the control panel.

Connect the main plug with the connecting socket. Fasten the rear cover with 4 screws.

Screw the handle bars on with a hex socket screw. Make sure that the slit created by screwing the pieces together is the same width at the bottom as at the top due to the clamping action. Screw in the clamp grip and fix the handle bars into place. Adjust the clamp grip so that it is facing downward.

Pull the saddle and handle bar column to normal height, adjust the clamp lever downwards after fixing the saddle and handle bar column in place.

With the help of the base adjustor on the rear lower side of the ergometer, adjust the device so that there is no gap between it and the floor. The ergometer is then fully stabilised.

3.2.2 Adjusting the saddle and handle bars

Both the saddle and handle bars can be infinitely moved upward or downward for optimum exercise position. They can be adjusted for persons of 120 cm to 210 cm in height.

T-handles that protrude from under both the handle support and saddle pipe are used for adjustment. After loosening the respective T-handle, the handle bars and saddle rod can be moved up or down to the desired height. Tighten the T-handles again after the adjustment.

The saddle clamp is designed for patients weighing up to 160 kilograms. To attain optimal clamping action, only apply moderate strength when tightening the T-handles. It is recommendable to adjust the T-handles in clamped position with their underside positioned vertically downward. This is achieved by pulling the T-handle out of its lock-in position and then turning it until the lever is in the correct position. Secure clamping is ensured when the lever is once again turned to this position during the next adjustment procedure.


A clamping grip can also be used to adjust the ergonomically designed handle bars horizontally until an optimal sitting position has been attained.

3.2.3 Motorised saddle height adjustment

The device is available with an optional motorised saddle height adjustment. At the rear side of the control console, there are two switches, showing an up and down arrow. By means of these switches, the saddle height is infinitely variable. The maximum upper and lower saddle position is fixed. The adjustment range covers heights between 1.20 and 2.10 meters. The maximum patient weight is 160 kg.

Caution:

When adjusting the saddle to a higher position, it is recommended to relieve the hoist motor by shifting the body weight onto the pedals.



3.2.4 Connecting the blood pressure cuff

The interfaces for the air tube and the microphone are located at the bottom of the control panel. The air tube is connected via a special plug coupling. To connect or disconnect the tube, pull back the sleeve shell. The microphone socket is located next to the air tube interface. (Warning! Observe the marking).

3.2.5 Connecting the device

Establish potential equalisation (see section 2.3) and plug the supplied power cable into an earthed socket. As the device is preset to the local mains voltage, you can switch it on using the main switch on the rear panel. The ergometer is now ready for operation.

4 Unit Components

4.1 Display

The control panel is mounted on the upper side of the control panel carrier with two plug-in tabs. During normal operation, the display should be facing the examiner. It is possible to turn the console by 180 degrees for special applications such as patient training, etc., so that the patient can reach the control elements and see the display.

All of the control electronics for ergometer operation and blood pressure measurement are located in the control panel.

A backlit LCD featuring the complete range of information is located on the front side under a foil keyboard with a see-through window. The control elements for the adjustment and operation of the ergometer are located on the foil keyboard.


The connections for the blood pressure cuff are located on the underside of the 450 F. In couch ergometers, they contain an extension line. The cuff socket is located on the couch's upper edge.

An LCD on which the patient can see the number of pedal rotations per minute is located on the panel's upper side.

4.2 Rotational speed display on control console

n = crank rotations per min


$U \text{ min}^{-1}$



4.2.1 Panel Interfaces for 450

The extension line for the blood pressure cuff is connected at the bottom of the control panel.

1. Cuff connection
2. Microphone connection




4.2.2 Keys and Display

The LCD with graphics capability, 320 x 240 pixels and a surface of 100 mm x 75 mm is located on the front of the control panel. It is covered by a foil keyboard with a see-through window.

The display shows all configuration and operating procedures. During the exercise testing, all current measurement data is shown alphanumerically and graphically on the display. It is thus especially easy to monitor exercise testing.

The cursor can be moved through the selection menu in the display with the up and down arrow keys.

The right and left buttons on the control panel have been arranged so that the function executed by the corresponding key is shown directly above the key on the lower side of the display.



- 1 = Blood pressure measurement key
- 2 = Stop/quick pressure release key
- 3 = Confirmation key
- 4 = "Up" and "down" cursor keys
- 5 = LCD display

4.2.3 Setting the language

The preset menu language is "deutsch".

To change the language, highlight the "Einstellungen" menu option using the "ab" arrow, and confirm with "OK".

In the "Einstellungen" menu, select the "Sprache" option and confirm with "OK". Then select the desired language using the "auf" or "ab" arrow, and confirm with "OK".

The menu is now displayed in the selected language.

4.3 Blood pressure cuff (for 450 F)

The standard blood pressure cuff (order no. 24-10-301) has Velcro fixing. It can be used for arms up to 45 cm in diameter. A larger cuff (order no. 24-10-321) is available for larger arm diameters.

A microphone is installed in a microphone pocket on the inside of the cuff. It serves the transmission of the blood pressure sound.

The connection cable with an air and a microphone connection is 110 cm long. This is a sufficient length. It ensures that the cable does not dash against the ergometer during pedalling. This is to prevent unnecessary artefacts that might result in inaccurate blood pressure measurement. Longer cables (200 cm) are available but it is imperative to make sure that artefacts are prevented.

Cleaning:

The cuff should only be washed with soapy water and immediately dried off again. The surface of the microphone pocket is waterproof. Make sure that no moisture penetrates the opening of the microphone pocket. If this occurs repeatedly, it may result in damage to the microphone.

5 Safety notes

5.1 Precautions during Operation

Before using the unit, make sure that the Medical Product Consultant has conducted an introduction in regard to function and safety precautions.

The unit should not be used if there are any doubts as to its being isolated from earth or the suitability of the power cable.

The supplied power cable meets valid regulations for medical applications.

The unit is not intended for use in wet rooms, outdoors or in areas where there is danger of explosion.

Before the initial operation, the device must be adjusted using the base adjusters at the back to grant absolute stability.

When the saddle is exchanged, make sure that the screws at the saddle are tightened hard enough so that the saddle cannot be moved on the saddle pipe.

To move the handle bars and saddle, loosen the clamps and retighten them well afterwards. It is recommended to position the clamps with the levers positioned downwards. Secure clamping is ensured when the handles are then again turned to this position during the adjustment procedure after every movement.

The holding straps on the pedals must fit perfectly across the upper side of the shoe and be fastened with a Velcro strap.

5.2 Safety Precautions when Operating with Other Devices

When several devices are coupled, there is a risk that the leakage currents may add up.

The RS-232 interface, which can be used for communication with other devices, is isolated to ensure the patient's safety.

External devices may only be connected with the interface cables supplied by ergosana.

Portable communication devices, HF radios and devices labelled with the symbol  (non-ionic electromagnetic radiation) can affect the operation of this device (see section 7.6).

5.3 Maintenance Safety Precautions

The device must be turned off and the power plug disconnected before cleaning with liquid cleaning agents.

Only use standard cleaning agents for plastic surfaces.

The unit may only be opened, repaired and serviced by authorised and trained personnel.

5.4 Interference

The unit meets EMC regulations for medical products to ensure protection against emission and radiation. Special caution should be taken when using this unit in combination with high-frequency devices.

6 Initial operation

6.1 Blood pressure recorder for 450 F

In order to conduct exercise testing correctly, it is of utmost importance to measure physical performance data and data from the ECG measurement as well as simultaneously measuring and recording blood pressure data to determine the reaction of the circulatory system to increased exertion.

For this purpose, ergosana has developed an extremely accurate blood pressure measuring system that is not susceptible to interference. It has been integrated into this ergometer and uses a so-called indirect method of blood pressure measurement. The Korotkoff sound, which is created by the air being forced out of the cuff as blood flows through the area of compression, is recorded along with several other important parameters of critical importance to attain accurate measurement. These measurements are evaluated in milliseconds by an internal digital evaluation system and shown in the ergometer's display as systole and diastole. The pulse rate is also determined during measurement and likewise shown in the display. At the same time as they are shown on the display, the measurements can also be transferred via a RS-232 interface to a peripheral device such as an ECG or pulmonary function unit for evaluation and recording.

The blood pressure cuff is the measurement sensor for blood pressure. Despite the perfectly functioning measuring system, it remains critically important that the cuff is placed on the arm correctly and carefully.

According to international agreement, the blood pressure should be measured on the left arm, which is near the heart, as the flow impedance level is lowest there. An exception to this rule is formed by approx. 1 to 2 per cent of test persons on whom the Korotkoff sound cannot be measured due to vascular phenomena. The cuff is placed on the right arm of such patients.

- + **Please note that the cuff's air tube must be fixed in a way that prevents it from dashing against the ergometer. This is to prevent unnecessary artefacts that might affect the measurement's accuracy.**

6.2 Applying the cuff for 450 F

The microphone is positioned so that it lies on the brachial artery, the largest arm artery. The location of the microphone in the cuff is marked with a red fabric tag.

The ideal location for the microphone is approx. 2 centimetres above the elbow joint on the inside of the arm, below the biceps. The cuff must be put on so it is tight and cannot shift out of position during the movement created during the stress test.

The cuff is inflated rapidly at the start of the measurement. The blood pressure and pulse rate are already roughly measured during pumping and the inflation pressure is determined.

After the systolic pressure value has been attained, the air is released from the cuff at a rate of 3 mmHg per heartbeat.

This procedure guarantees approximately equal measuring times despite the rising pulse rate during exertion.

The blood pressure measurement should not exceed a maximum total length of 45 seconds. One minute is indicated as the shortest measurement interval. A measurement interval of 2 or 3 minutes is preferable in most cases.


The blood pressure values are shown in the ergometer's graphic display together with the load and pulse rate graphs.

7 Ergometry

This section describes ergometry with the internal ergometer software.

7.1 Defining the Automatic Load Programs


The following text field appears in the ergometer after it is switched on:



The menu item "Start ergometry" is highlighted with a black bar. This means the item is activated. It is possible to select an exercise program directly from here and begin ergometry.


Beforehand, however, the five varying exercise programs must be defined according to the examiner's needs and wishes. On delivery of the unit, each program is set with normal values which cannot harm the patient in case they are accidentally activated.

Activate "Define program" via the arrow keys  .




Confirm with the right "ok" button.

The program selection menu appears.



The exercise programs 1–5 are set according to the parameters of standardised ergometry or according to individual parameters in such a manner that the correct programs for the different patient groups can be called up at the touch of a button.

Confirm program 1 with the right button “ok”, and the window containing the settings menu for ergometry program no. 1 appears.



Check the existing settings for:

- Type of load (Stage or Ramp)
- Initial load
- Increase in load
- Stage time
- Blood pressure measurement interval (for 250)
- Recovery load
- RR interval 2 min
- RR interval on

Push the “change” button if the settings need to be altered.

The individual parameters then appear one after the other. Select the desired values with the arrow buttons and confirm by pressing the “ok” button. The next parameter then appears. The settings menu can be exited at any time by pressing the “cancel” button.

7.2 Recommended Settings

An unlimited number of values can be saved in the programs 1 to 5, as shown in the examples below:

Program number	Initial load [watts]	Increase in load [watts]	Stage time [min]	BP interval [min]	Recovery load [watts]
1	30	10	1	2	20
2	25	25	2	2	25
3	50	25	2	2	25
4	50	50	3	3	50
5	75	50	3	3	50

The program always returns to the initial configuration after the individual programs have been set. "Start ergometry" is highlighted black on the LCD display. An ergometry exercise can be started immediately by pressing the "ok" button.

7.3 Remote Operation

7.3.1 Explanation

Remote operation means that the ergometer is externally controlled via the digital RS-232 interface, i.e. all commands for the load and blood pressure measurement intervals are transmitted from a separate "master unit".

This type of operation is used primarily when several ergometers are controlled from a central workstation, the ECG device has its own ergometry-control program and the ergometer and ECG unit – and possibly other devices such as spirometry devices – can be combined to form an ergometry or spirometry station.

+ In combination with SCHILLER ECG units, remote operation is the only approved operation method.

7.3.2 Prerequisites

When the remote operation mode is selected, the unit used (an ECG device or a PC) must be connected with the ergometer via an interface cable. For our ergometers, this is a type RS-232 interface, which is isolated to ensure the patient's safety.

The appropriate baud rate must be selected in the program "Setting" under "Interface". The appropriate transmission protocol must then be selected in the same menu under "Instruction Set". The so-called "ergoline operating mode" is stored under the setting P 10. Our own transmission protocol is located under "ergosana".

Information on interface and instruction set can be obtained from the operating data of the master unit.

When the settings have been correctly defined, the ergometer automatically switches to "remote operation" when the first command comes through over the interface. The ergometry screen is opened in the display, showing the current load, blood pressure and pulse rate data in both alphanumeric and graphic forms. The execution of the internal programs is disabled in this operating mode.

Remote operating mode is ended by either pressing the command button "End" or by switching the device off.

7.4 Training Program (Option)

The use of the training program requires a pulse signal receiver (Polar system), which is integrated in the control panel. The receiver can be ordered together with the device or added later on.

The patient wears a transmitter belt, which is positioned on the skin below the chest. The effective radius of the signals transmitted by the belt and received in the control panel is approx. 70 cm. Please note that if the skin is dry, contact problems may occur between the belt and the skin at the beginning of the training. Therefore, if the pulse transmission is unsteady or disturbed, moisten the contact surfaces of the transmitter belt with contact spray or water.

7.4.1 Training with constant heart rate (Pulse-Steady-State)

A bicycle ergometer training with constant heart rate (pulse-steady-state method) in the individual training range is a highly efficient and risk-free training method for the cardiopulmonary system. Ask your physician which is the suitable training heart rate for you. He or she will determine it for you using an exercise test.


7.4.2 Configuring a training program on the ergometer

To define a training program, select the menu option **Define program**. Then select the menu option **Training** using the arrow keys. The below settings panel is displayed. To set or change the parameters in order, press **modify**.

The first setting defines the *Initial load*, e.g. 50 watts.
 The setting *Duration A1* controls the duration of warming-up phase 1, e.g. 1 min.
 The setting *Increase in load* controls by how many watts per minute the load is increased.
 This is warming-up phase 2.
 In special cases, this phase can be limited in time using the next setting *Duration A2*. By default, the warming-up phase 2 is finished when the target HR is reached.
 When the target HR is reached, the load applied is automatically reduced by 10%.
 This measure is to prevent a too great heart rate increase during the training phase (TP), which now begins.
 The *Target HR* is set by the next parameter. The setting *Duration of training* controls the duration of the training phase (TP). The setting *Cool down* controls the period of time in which the load is reduced to 0 watts after termination of the training phase. The following settings Ask for Po – no/yes, Ask for HR – no/yes and Ask for weight – no/yes can be viewed when a new training is started and edited. Editing these parameters can be required when different persons want to use the training program.

Training-Program			
Initial load: 50 Watt			
Duration A1: 1min			
Increase of load: 10 Watt/min			
Duration A2: 5 min			
Training HR: 130 bpm			
Duration training: 10 min			
Duration recovery: 2 min			
Ask for Po: aus			
Ask for HR: ein			
Ask for weight: aus			
cancel			modify

Starting the Training Program in the Menu **Start program** > **Training**.



ENGLISH

Please Note:

Warming-up phase 2:

The training heart rate (target HR) should be reached during warming-up phase 2. However, A1 and A2 should together not exceed 5 to 8 minutes. This time is mainly determined by the *Po* value and the *increase in load*. From a physiological point of view, an *increase in load* by 10 watts per minute is recommended for a healthy person but it should not exceed 15 watts/minute even for well trained individuals. If the period of 5 to 8 minutes is not reached with the settings selected for the first training, the initial load (*Po*) should be adjusted.

Training phase:


The effective training is in the training phase. It is important that the body, heart and circulation are trained but no overload is exerted. The pulse-steady-state program is a very easy means to achieve this. If the performance decreases by more than 15% within 20 minutes from the start of the training, the load is too high. In this case, reduce the target HR until an acceptable value is reached. If the performance decrease is less than 10%, the target HR can be increased.

Adjustment:

During the warming-up phase A1, the *Po* load can be adjusted in 5-watt steps using the + and - arrow keys.

During the training phase (TP), the target heart rate (target HR) can be adjusted using the arrow keys.

Select the menu "Settings" and then "Display mode" to select either trend graphs or numerical presentation. With the numerical presentation, individual values are easier to discern.



Numerical display mode

Program: 1

Duration	10	Speed	56
Load [watts]	80	Pulse [1/min]	95
Energy [kcal]	86		
Systole [mmHg]	145	Diastole [mmHg]	84
Cancel			Start

8 Maintenance and fault clearing

8.1 Measurement check

The unit's measuring technology should be checked every 24 months. The following checks should be performed in the process:

1. Check of the overall mechanical condition of the ergometer
2. Display check (contrast, lighting, etc.)
3. Check of correct ergometer rotational speed display
4. Check of the measurement sensor for brake performance
5. Check of mechanical power loss of the ergometer's drive system
6. Electrical safety check
7. Check of the blood pressure recorder's pressure measuring unit
8. Check for tightness of the pneumatic system
9. Check of the safety symbols and markings on the casing
10. Writing of an inspection report

- + These checks and any recalibrating work necessary should only be performed by authorised and trained personnel with the special tools required for this purpose.

8.2 Cleaning the Device

The surface of the casing can be cleaned with a soft cloth that is dry or moist. Commercially available cleaning agents for household appliances can be used. The saddle should be cleaned with a leatherette cleaner.

- + Only use soapy water to clean the saddle, do not use disinfectants.
- + It is imperative to make sure that no water penetrates the device.
- + The keyboard foil should never be cleaned with petrol, nitro cleaner or acetone.

8.3 Cleaning the Blood Pressure Cuff (Sana Bike 450)

The blood pressure cuff consists of a waterproof plastic foil. It can be cleaned with soapy water and a cloth. The water temperature must not exceed 30 °C. The cuff should not be plunged into suds to clean, as the Velcro straps might mat. If it should nevertheless be required to wash the cuff in water, the microphone must first be removed and the air admission pipe must be closed.

8.4 Repairing Electromagnetic Disorders

The unit is only designed for operation in the following electromagnetic environment:

Radio frequency emission according to CISPR 11, group 1, class B.

Group 1 means that the ergometer exclusively uses HF energy for its internal function. This makes its HF emission very low and unlikely to disturb electronic devices in the vicinity.

Class B means that the ergometer is suitable for use in any facilities including residential areas, even if it is directly connected to the public mains that also supplies residential buildings.

The unit is resistant to jamming in an electromagnetic environment if the following prerequisites are met:

The voltage corresponds to the typical business or hospital environment, and the humidity is at least 30%, especially if the floors are synthetic.

If any disorders should occur nevertheless, especially in the vicinity of devices labelled with the symbol "non-ionic electromagnetic radiation" , check the recommended minimal distance according to the following table.

More information is given in the service manual.

Recommended safety distances between portable and mobile HF telecommunication devices and the ergometer			
The Sana Bike 350/450 is designed for operation in an electromagnetic environment with controlled HF disturbance. The customer or user can help avoid electromagnetic disturbances by keeping the minimum distance between portable and mobile HF telecommunication devices (senders) and the ergometer, depending on the output performance of the communication device as indicated below.			
HF source	Rate [MHz]	Rated power P of the sender [W]	Distance [m]
Radio telephone (microcellular) CT1+, CT2, CT3	885–887 MHz	0,01	0,23
Cordless DECT telephone, WLAN, UMTS phone	1880-2500	0.25	1.17
Mobile phone USA	850/1900	1,2	1.8
Mobile phone, GSM850, NMT900, DCS 1800	850/900/1800	1	2.3
Mobile phone, GSM 900	900	2	3.3
Walkie-talkie (rescue services, police, fire brigade, maintenance services)	81-470	5	2.6
Mobile telephone system (rescue service, police, fire brigade)	81-470	100	11.7

8.5 Checking and Setting the Supply Voltage

On delivery, the unit is set for the local supply voltage (110/115 ~ or 230/240 V ~). The current voltage setting is recorded on the mains module. The power unit covering lid on the bottom of the unit must be opened to convert the voltage. The voltage can then be changed on the power unit on-board with a special voltage selector switch.

- + Voltage conversion should only be performed by authorised and trained personnel.

8.6 Changing a Mains Fuse

The fuse switch is located in the centre of the mains module. The lid can be prised out of its lock-in position with the help of a small screwdriver. It can then be pulled out of the fuse well. Two fuses are located in the fuse switch. After a continuity check, change the fuses if necessary. Return the fuse switch to the well and press it into the lock-in position.


- + Replace fuses only with other fuses of the same type with the same specification:
2 x 1.25 AT for 230 V, or 2 x 2.5 AT for 110 V.

8.7 Disposal information

Devices that are no longer usable can be returned to ergosana for disposal. Alternatively, the device can be taken to an approved disposal location. The control panel of the device contains a buffer battery, which must be disposed of separately.

- + The control panel of the device contains a buffer battery, which must be disposed of separately.

9 Appendix



9.1 Technical Customer Service and Sales Locations

ergosana products are also sold as OEM products with other brand names. These devices are exclusively sold by authorised agents. The agents are trained in the service of our devices. Please contact one of these specialist dealers if your unit requires servicing.

If this is not possible please contact the company's central service department:

Service department
ergosana GmbH
Truchtelfinger Str. 17
D-72475 Bitz

Phone: +49 74 31 9 89 75 13
Fax: +49 74 31 9 89 75 15
<http://www.ergosana.de/>

